

Neuer Schutz für scharfe Kanten und Spitzen

Mit ihren Neuprodukten „TipCover“ und „QuadroPack TipLine“ hat die rose plastic medical packaging GmbH zwei Verpackungen entwickelt, die einen optimalen Schutz für empfindliche Spitzen und Schneidkanten chirurgischer Instrumente und Applikationen bieten. In einer Produktrange mit verschiedenen Durchmessern und Größen decken die beiden neuen Verpackungen eine Vielfalt der auf dem Markt für Medizin- und Dentalprodukte erhältlichen Gegenständen ab.

Die Nutzung des „TipCover“ ist selbsterklärend und intuitiv. Die elliptische Innengeometrie des patentierten Spitzenschutzes ermöglicht ein einfaches Aufstecken auf scharfe oder spitze Kanten der medizinischen Instrumente. „TipCover“ kann sowohl als Primär- als auch als Sekundärverpackung eingesetzt werden.

„QuadroPack TipLine“ bietet durch seine Rastermechanik-Längenverstellung einen optimalen Schutz für lange chirurgische Instrumente. Spitz zulaufende Enden verhindern ein Durchbrechen des Inhalts. „QuadroPack TipLine“ ist wiederverschließbar und kann mehrfach verwendet werden.

Sowohl „TipCover“ als auch „QuadroPack TipLine“ erfüllen den Anspruch an Biokompatibilität und sind nach Gammasterilisation bis 50 Kilogray (kGy) validiert. Beide Verpackungen halten der Gas- und Dampfsterilisation stand. Beide Produkte sind nach DIN EN ISO 13485 produzierbar und werden mit Medical Grade ausgewiesen.

Mehr Informationen unter: www.rose-medipack.de/produkte



rose plastic medical packaging GmbH

Rupolzer Straße 30
88138 Hergensweiler
Tel.: +49 (8388) 92345 - 0
Email: info@rose-medipack.com
Web: www.rose-medipack.de